

GUANTES DE LÁTEX ESTÉRIL



Son guantes desechables utilizados durante procedimientos médicos que impiden la contaminación cruzada entre el personal de la salud y los pacientes. Guantes quirúrgicos esterilizados color blanco, embolsados por par, fabricados con látex natural de primera calidad, esterilizados.

Por su flexibilidad, adaptabilidad, alto nivel de sensibilidad son ideales para uso en procedimientos quirúrgicos y preparaciones en centrales de mezclas.

Advertencia

- Sólo de uso por profesionales de la salud.
- Leer las instrucciones antes de usar.
- Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No usar en caso de sensibilidad a alguno de los componentes.
- No usar después de la fecha de expira.

Características

- Esterilizado mediante rayos gamma
- Gran elasticidad y forma anatómica.
- Puño largo y reforzado
- Superficie microtexturizada para mayor agarre
- Hipoalergénicos, descartables



Presentación

Caja por 100 unidades