

BAJALENGUA DE MADERA



El bajalengua de madera estéril es un dispositivo médico no invasivo para un solo uso (desechable) diseñado para ser utilizado en centros de estética para la aplicación de mascarillas, en centros y laboratorios clínicos para realizar exámenes que involucren fluidos corporales y también se usa para examen de boca o garganta y evitar mordedura de la lengua en el epiléptico.

Especificaciones

- Material: Madera 100%
- Color uniforme
- Superficie y bordes: suave y sin rebabas
- Largo: 150 mm
- Ancho: 18 mm
- Grosor: 1.6 mm
- Esterilizado con óxido de etileno

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol.
- Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.

Precauciones y advertencias

- No almacenar en ambientes húmedos.
- No introducir los bajas lenguas en fosas nasales, ni en canales auditivos.
- No utilizar si el empaque está abierto.



Presentación

Caja de cartón x 100 unidades.
Cada uno en empaque individual.