

# CATÉTER PARA CANALIZACIÓN ENDOVENOSA 1 LUMEN



Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.

## Especificaciones

- Marcaciones centimetradas y punta pintada para verificar una correcta colocación y la extracción total del catéter.
- Dimensiones y lúmenes adecuados para recién nacidos de muy bajo peso y prematuros extremos.
- El doble lumen facilita la administración de soluciones incompatibles.
- Permite la administración de soluciones hiperosmolares.
- Introducitor pelable con ojo lateral que facilita la detección del retorno sanguíneo.
- Información de calibre y longitud. Unión segura, con superficie de apoyo óptima para fijación.
- La medida de 1,0 FR no incluye introducitor pelable.
- Rápida apertura. Manipulación segura. Apto para uso sobre campo estéril

## Componentes

El set incluye: cinta métrica descartable, pinza metálica, lazo hemostático de silicona, conector needle free e introducitor pelable.

## Presentación

| Código      | Calibre (FR) | Exterior x Interior (mm) | Longitud (cm) | Flujo (ml/min) |
|-------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 581-01-20-S | 1,0          | 0,40 X 0,20              | 20            | 1,50           |
| 581-02-30-S | 2,0          | 0,62 X 0,30              | 30            | 6,50           |