

TERMÓMETRO DIGITAL

El termómetro es un instrumento de medición de temperatura. Los termómetros digitales son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores, utilizan luego circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión o voltaje obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador.

Características

- Punta flexible, Señal sonora al detectar la temperatura máxima.
- Auto apagado transcurridos aproximadamente 10 min
- Pantalla de cristal líquido.
- La última lectura medida, se almacena automáticamente en la memoria, lo que permite a los usuarios controlar fácilmente sus niveles de temperatura.
- Indicación de batería baja
- La característica práctica de cierre automático ayuda a prolongar la duración de la batería



Indicaciones de uso

- No someta el termómetro a golpes ni doble la punta de la sonda más de 45°.
- No sumerja el termómetro en ninguna clase de líquido. Evite que el aparato quede expuesto a temperatura y humedad extremas, a la luz solar directa o al polvo.
- No intente desarmar el termómetro salvo para cambiar la pila.
- Guarde el termómetro en su estuche protector cuando no esté en uso.
- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 15°C A 42°C



Presentación
Caja por 1 unidad