

Apósito autoadhesivo



El apósito autoadhesivo es una película de fácil aplicación con un sistema de marco combinado de 4 lados de papel removible, lo que permite su fácil colocación alrededor del catéter. El apósito autoadhesivo está formado por una película transparente y extensible de poliuretano libre de látex, cubierta de una masa acrílica adhesiva uniformemente distribuida.

Características

- Libre de látex
- Permite visualizar bien la vía y mantiene la estabilidad del catéter
- Adherente, se adhiere a la piel de contacto.
- Su adhesivo es sensible a la presión
- Radiolúcido
- Su tejido sintético microporoso es permeable al aire y/o vapor de agua y transpirable
- Tiras de papel grado médico, tela no tejida
- Está indicado para fijación de catéteres venosos centrales, catéter de inserción periférica, epidurales y pediátricos.

Indicaciones

- Empaque individual
- Garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Cumple con norma CE, ISO 9001, ISO 13485
- Estéril
- Hipoalergénico
- No citotóxico
- No irritante



Presentación
Caja por 50 sobres