

AGUJA HIPODÉRMICA



Una aguja hipodérmica es un producto formado por una aguja hueca normalmente utilizada con una jeringa para inyectar sustancias o medicamentos en el cuerpo. También pueden ser utilizados para tomar muestras de líquidos y tejidos del cuerpo, por ejemplo extracción de sangre.

Características

- Hecho de Acero Inoxidable grado quirúrgico.
- Cuenta con conector Luer lock que garantiza un ajuste seguro.
- Posee protector de plástico que protege la canula durante el proceso de uso.
- Rápida identificación por código de colores del cono de acoplamiento.
- Esterilizado con Oxido de etileno.
- El diseño de la aguja brinda seguridad durante la punción.
- Cuenta con paredes ultra finas.
- Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
- Descartables para un solo uso.
- Estéril, Atoxico, Apirógenos, hipoalergénico.

Indicaciones

Para uso con jeringuillas en la administración de medicamentos, vacunas y/o toma de muestra de sangre.

Ventajas

Punta tribiselada y siliconizada para minimizar el dolor al momento de punción



Presentación

Medidas: 18G a 30G
Caja por 100 unidades