

HISOPO ESTÉRIL DE MADERA



Es un instrumento utilizado para recoger muestras, para su posterior estudio, normalmente en medicina se usa para saber que gérmenes afecta a una infección, también se usa en cosméticos y en la limpieza de conductos auditivos. Tiene forma de bastoncillo acabado de una punta de algodón.

Características

- Hisopo de madera con punta de algodón
- Estéril
- Dimensiones 150 mm (6")
- El algodón es de algodón absorbente al 100 %
- La madera está hecha de abedul al 100%

Precauciones

- Almacenar en lugar seco y fresco.
- No usar si el empaque ha sufrido algún daño o se encuentra fuera de la fecha de vencimiento.
- Un solo uso. Desechar después de usar.



Presentación

blister con 1 hisopo estéril