



UNIMEDIC[®]
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

CÁNULA NASAL DE OXÍGENO



Producto diseñado para la administración de oxígeno en pacientes neonatales, pediátricos y adultos con dificultad respiratoria leve. Tubo fino de plástico flexible que se coloca en los oídos de los pacientes y su otro extremo se coloca en la nariz. Se utiliza para distribuir oxígeno a pacientes con problemas respiratorios menores, ya que si fuesen problemas más graves habría que utilizar directamente una mascarilla de oxígeno.

Características

- PVC atóxico
- Libre de látex
- Material grado médico
- Flexible
- Alto grado de suavidad
- Transparencia

Precaciones

- Uso bajo supervisión de un profesional del área médica.
- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Uso de un solo paciente

Contraindicaciones

- El producto se debe administrar en dosis de bajo flujo, hasta 5 litros por minuto (LPM), para flujos superiores se recomienda el empleo de mascarilla.
- En el uso prolongado debe humectarse con empleo de humidificador para oxigenoterapia a fin de evitar la resequedad de las vías aéreas superiores.
- En caso de paciente oxígeno dependiente o aquel que usa el producto durante periodos muy prolongados, se debe efectuar reposición del dispositivo de forma regular ya que por el uso del producto, este puede tender a volverse rígido incomodando al usuario.



Presentación

Bolsa por unidad