

# AGUJA ESPINAL



Las agujas espinales son cánulas para punción espinal con punta de formacónica-elíptica con orificio lateral ovalado hecho de acero inoxidable de clasificación médica con un mango transparente en policarbonato.

Utilizadas para anestesia espinal de dosis única y punción lumbar para fines diagnósticos Es un dispositivo médico de penetración e inyección usado para la aplicación de anestesia espinal.

## Características

- Descartables.
- Orientación del bisel de la aguja en el cabezal.
- Codificación internacional de colores por calibre.
- Cono traslúcido que permite ver el flujo de líquido.
- Acero firme y elástico que evita el quiebre o doblez.
- Punta elíptica con menor daño a los tejidos reduciendo cefaleas y mareos.
- Esterilizadas por óxido de etileno.
- De fuerte unión entre el tubo de la aguja

## Partes

- Aguja de acero inoxidable
- Mango (Mandril)
- Aletas de la aguja de resina
- Mango del estilete de uso médico
- Estilete de acero inoxidable
- Cubierta protectora de uso médico



## Presentación

Empacados en unidades estériles  
Caja por 50 unidades