

CATÉTER INTRAVENOSO CON ALAS DE FIJACIÓN

Introcan[®]-W / Introcan[®]-W Certo es un catéter intravenoso periférico. Es un dispositivo de un solo uso para generar acceso intravascular y tisular para tomar muestras de sangre, controlar la presión arterial o administrar líquidos y sangre por vía intravascular. También está indicado para terapias de infusión subcutánea y aplicaciones de inyectores eléctricos. El dispositivo se puede utilizar para todos los pacientes para los que se prescribe una terapia de infusión. Se puede utilizar para adultos, pediatría y recién nacidos.

Precauciones

- Catéter fabricado con FEP-Teflón, de alta biocompatibilidad y permanencia
- Pared fina y alto flujo, superficie muy suave y punta atraumática
- Cámara transparente para retención de sangre
- Mango ergonómico y transparente de gran superficie, permite técnica de punción con una sola mano
- Con líneas de contraste radiopaco integradas
- Tapón hidrófobo para retención de sangre
- Con o sin alas de sujeción
- No contiene látex



Ventajas

- **Tecnología Double Flashback:** confirma que tanto la aguja como el capilar del catéter están dentro del vaso. El primer flash de la aguja confirma que el catéter está en la vena.
- **Bisel de corte posterior universal:** permite una amplia variedad de ángulos de inserción y está diseñado para un traumatismo mínimo por punción.
- **Rayas radiopacas:** para una buena visibilidad del capilar del catéter bajo rayos x.
- **Energía inyectable:** presión nominal para la aplicación de medios de contraste a 300 PSI (18 - 24G)



Presentación

Empaque por unidad