



UNIMEDIC[®]
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

Jeringa Perfusor[®] Original



Jeringa para uso en perfusores, para la administración de medicamentos y fármacos; soluciones intravenosas intraarteriales; nutrición enteral, parenteral, quimioterapia o anestesia.

Características

- Fabricada con polipropileno.
- Material transparente.
- Escala de alto contraste.
- Marcado permanente.
- Perfecta legibilidad.
- Graduación en ml.
- Conexión Luer-Lock para la utilización con agujas u otro fungible médico (alargaderas perfusor).
- Mecanismo de seguridad para evitar la desconexión accidental del émbolo del cuerpo principal.
- Volumen residual mínimo.
- Disponible con aguja de aspiración.
- Jeringas con material fotoprotector para la administración de medicamentos fotosensibles.



Presentación

De 20 ml y 50 ml