

CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZOCORTANTE



Contenedor rígido para la eliminación de residuos compuestos por elementos punzocortantes que estuvieron en contacto o no con pacientes o con agentes infecciosos. Incluyen agujas hipodérmicas, con jeringa o sin ella, pipetas, bisturís, lancetas, placas de cultivos rotas, agujas de sutura, catéteres con aguja, equipos de venoclisis, frascos de ampollas rotas, laminas porta y cubre objetos, entre otros objetos de vidrios rotos o punzocortantes desechados.

Características

Los contenedores para eliminación de materiales punzocortantes de cartón microcorrugado de DESLAB están fabricados con la tecnología de conversión microcorrugado Onda E. El refuerzo lateral interno y el refuerzo de la base están hechos con cartón prensado, las cuales están especialmente diseñadas para prevenir una perforación de los materiales punzocortantes, fortaleza, durabilidad y protección con bandejaplastificada. La superficie externa del contenedor está elaborada de cartón microcorrugado reforzado, cartón de recubrimiento dúplex, barniz brillante para garantizar una mejor estabilidad de la dureza del contenedor, con un sistema automático de armado. Exento de partículas extrañas aristas cortantes

Especificaciones

- Marca: Deslab
- Material: Cartón microcorrugado onda E duplex 300 gr.
- Condición: No estéril
- Almacenamiento: Temperatura ambiente

Dimensiones de producto

- Altura: 28 cm
- Ancho: 22 cm
- Profundidad: 12.2 cm
- Altura de onda: 1.1 a 1.4 mm
- Grosor de la onda: 1.2 a 2 mm



Presentación

Bolsa por 1 unidad
Cajón por 30 unidades