

PLACA ELECTROQUIRÚRGICA



La placa electroquirúrgica universal de 3M con banda de seguridad propietaria es un gran avance en la tecnología de las placas electroquirúrgicas. Esta placa tiene un tamaño de tan sólo 96 centímetros cuadrados, lo que hace muy fácil su colocación. Las placas de 3M cuentan con unabanda de seguridad de color verde patentada, que permite desempeñar la función de placas para polo a tierra con un área conductora 33% mayor. Además son resistentes a los fluidos, tienen una cubierta no tejida que permite que el calor traspase 25% más rápido que la espuma, y no tienen límite de edad mínima o de peso mínimo del paciente.

Especificaciones

- **Ancho Total (Métrico):** 13.5 cm
- **Departamento:** Quirófano
- **Longitud total (Métrica):** 12 cm
- **Marca:** 3M[™]
- **Tipo de Producto:** Placas diatérmicas

Características

- La forma y confección de la placa universal 3M facilita la colocación en cualquier orientación y conformándose en la piel del paciente.
- Con más opciones para elegir sitios de colocación, dado que el 100% de la placa hace contacto completo con el paciente en el lugar adecuado sin traslape, no hay limitaciones de edad o peso.
- Su anillo de seguridad permite una distribución uniforme de la corriente y una recolección más eficiente de la misma.
- Su diseño posee características de fuerte adhesión, obteniendo un excelente contacto con la piel del paciente y, sin embargo, permite una fácil remoción.



Presentación

Empacados por unidad