

CATÉTER UMBILICAL DOBLE LÚMEN



Catéter diseñado para ser colocado en la vena umbilical de los recién nacidos críticamente enfermos, internados en unidades de terapia intensiva neonatal. Utilizado para soluciones incompatibles o para realizar extracciones de muestras de sangre en pacientes con incompatibilidad sanguínea que requieren tratamiento de exsanguíneo transfusión.

Especificaciones

- COD. 544-D
- PM 229-25
- Catéter 100 % poliuretano radiopaco y ecogénico
- Catéter doble lumen en toda su longitud para la infusión de soluciones incompatibles
- El extremo redondeado disminuye el riesgo de lesión venosa
- En su extremo proximal posee un conector luer lock.
- Fácil manipulación y deslizamiento
- La marcación asegura el posicionamiento y mantenimiento durante el tratamiento

Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Longitud (cm)
544-35-D	3,5	1,30	38
544-50-D	5,0	1,75	38