

BOLSA DE SUCCIÓN



Está destinado a ser utilizado como un contenedor de almacenamiento temporal para las secreciones o fluidos extraídos del cuerpo humano. En lo que respecta a las bolsas de succión, en particular, son descartables y funcionan con un contenedor o canister reusable; el cual es colocado, a petición del usuario, en los diferentes ambientes hospitalarios según sus necesidades. Todas las bolsas de succión, están diseñadas para ser utilizadas por un solo paciente. El dispositivo no está destinado a canalizar o almacenar sangre, líquidos corporales o tejidos, líquidos o gases; con el propósito de eventuales infusiones, administraciones o introducción en el cuerpo.

Uso previsto

El presente dispositivo desechable, está destinado a ser utilizado únicamente para recolección de aspiración médica de líquidos o desechos líquidos; fluidos o secreciones provenientes de los pulmones, estómago o heridas del paciente.

Composición

- Tapa: Polietileno (PE)
- Forro o bolsa: PE + Poliamida (PA)
- Filtro: Polietileno de Peso Molecular Ultra Alto (UHMWPE).
- Codo de unión: PE

Características

- Resistente a los golpes
- Superficie de las paredes lisas, lo que le da una mayor transparencia para una inspección visual del fluido aspirado
- Bolsas no estériles. Libre de látex.

Precauciones y restricciones

- La bolsa debe colocarse en posición vertical. Se producirá un cierre prematuro o una lectura imprecisa si se inclina
- Una vez utilizada la bolsa, el contenido es considerado potencialmente peligroso.
- No utilizar aspiración continua por más de 24 horas.

Presentación



Bolsa de succión contenida en empaque individual.
Caja de cartón por 50 bolsas