

EQUIPO BURETA



Dispositivo médico desechable elaborado en PVC de grado médico/Acetato de Celulosa, que consiste en un recipiente aforado de diámetro adecuado con capacidad 150 ml, subdividido en décimas de ml. usado para liberar una solución en volúmenes moderadamente precisos y variables y para mezclar medicamentos, apreciando hasta 0.1 ml. de la solución o mezcla. Se adapta al equipo de administración de soluciones intravenosas y a la bolsa de líquidos o medicamento.

Características

- Equipo Bureta de 150 ml de acetato de celulosa. Para conexión en línea.
- Con filtro para entrada de aire.
- Esterilizado con óxido de etileno.
- Superficies internas estériles y no pirogénicas.
- No use si las fundas protectoras no están en su lugar.
- No apriete la cámara de la bureta.
- Almacénese en lugar fresco y seco.

Cuidados de uso

Al usar una bureta es muy importante evitar errores sistemáticos. Para ello debe tenerse en cuenta la paralaje a la hora de hacer la lectura, procurando tener el ojo a la misma altura del nivel del líquido. Si tratamos con líquidos claros, lo usual es medir por la parte inferior del menisco, y por la superior si son líquidos oscuros

Tipo de tratamiento

Para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

Observaciones

Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, use técnica aséptica, no comprima la cámara de la bureta, no usar con sangre o componentes sanguíneos, cambiar la bureta cada 48 horas como máximo o según protocolo institucional para uso de dispositivos médicos.



Presentación

1 unidad por empaque