

ESPIRÓMETRO DE INCENTIVO



Ejercitador de respiración. Sistema innovador para ejercitar la respiración a través de la inspiración. Especialmente diseñado con cámaras de 3 etapas para proporcionar un ejercicio eficiente al paciente en forma escalonada. El dispositivo consta de una placa base con una parte central que contiene un volumen designado tres cámaras con una esfera de color. Fomenta la inspiración profunda y prolongada. Tres esferas se elevan proporcionalmente a la inspiración ejercida por el usuario. Diseño innovador, se puede desmontar en piezas para su limpieza y desinfección. Recomendado por Especialistas neumólogos, recomiendan realizar ejercicios respiratorios con un Espirómetro para recuperar la movilidad diafragmática.

Beneficios

- Ayuda a mantener saludables los pulmones.
- Mejora la capacidad pulmonar.
- Su uso frecuente enseña a tomar respiraciones profundas y lentas.
- Ayuda a prevenir la acumulación de líquidos dentro de los pulmones.
- Mejora la ventilación pulmonar.

Características

- No necesita electricidad
- Fácil de usar para cualquier situación
- Tratamiento para recuperar la capacidad pulmonar al 100%
- Portátil
- Liviano y Fácil de usar.
- Manual de Instrucciones, para uso individual.

Especificaciones

- Alto: 14 cm
- Ancho: 14 cm
- Diámetro 8 cm
- Material principal: acrílico
- Marca: Romsons



Presentación

Caja por unidad