

# SONDA NASOGÁSTRICA



Se utiliza para practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos, pulmonares y en la administración de alimentos en forma líquida de pacientes que lo requieran.

Sonda transparente de 85 cm con un embudo verde en su parte superior. Extremo inferior cerrado y suave con cuatro orificios en forma alterna y marcaciones que indican el nivel de introducción de la sonda.

## Composición

- Plástico (PVC: Cloruro de Polivinilo)
- Grado médico, atóxico
- Libre de latex
- Biocompatible
- Antiadherente
- Vigencia 02 años

## Precauciones y restricciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido
- Desechar el producto una vez utilizado
- De un solo uso

## Recomendaciones de uso

Se introduce vía oral o a través de las fosas nasales para practicar lavados estomacales y colección del jugo gástrico, para succionar en casos de pacientes intoxicados. Los 4 orificios aseguran un máximo flujo tanto en alimentación como aspiración o irrigación a la vez que reducen el riesgo de bloqueo.

### Técnica:

- Ubicar al paciente en posición de Fowler
- Escoger la fosa nasal más amplia
- Introducir y fijar



## Presentación

Empacados en unidades estériles