

Equipo de infusión intravenosa – Intrafix



Equipos de administración universal IV con ventilación de aire para infusiones por gravedad e infusiones de presión con bombas de infusión no dedicadas (resistentes a la presión de hasta 2 bar)

Características

- Equipo de infusión por gravedad con toma en Y.
- Cámara de goteo transparente para visualizar perfectamente el goteo, con parte rígida en la parte superior y flexible en la inferior.
- Toma de aire y filtro de 15 micras, con sistema de cierre.
- Regulador de goteo de máxima precisión (20 gotas = 1ml ± 0,1 ml agua destilada).
- Tubo de 3 x 4,1 mm y 180 cm de longitud.
- Punzón transparente de acuerdo a normas ISO, con ranura especial que lo protege al retirarlo de la botella para evitar pinchazos accidentales.
- Fabricado en PVC exento de DEHP. Toma en Y sin látex.
- Conexiones Luer-Lock



Presentación

Empaque individual
Caja por 100 unidades