

AGUJA PARA FÍSTULA



Dispositivo medico de polímero grado medico de uso clínico hospitalario. En la práctica de diálisis de rutina, es importante elegir la aguja para fístula adecuada según el caudal sanguíneo extracorpóreo deseado y el caudal de flujo disponible en la fístula para lograr el equilibrio óptimo entre el confort del paciente y la eficacia de la diálisis.

Características

- Pared ultra delgada y siliconizada
- Diseño interior aerodinámico
- Filo perfeccionado y recubrimiento de superficie
- Proceso especial en el filo de la aguja
- PVC grado médico
- Sistema con código de colores
- Conector Luer Lock óptimo con mariposa
- Cánula ideal en forma de bisel
- Tubo resistente a torceduras
- Alas texturizadas proporcionan un agarre seguro
- La aguja se retrae en el protector de seguridad

Especificaciones

- Suave penetración
- Flujo de sangre optimizado y resistencia reducida
- Suave pinchadura
- Reducción del dolor y del daño a la piel
- Minimiza los efectos colaterales a la salud
- Fácil identificación del calibre y posición de la Aguja
- Conexión segura a las líneas



Presentación

Caja por 50 unidades