



**UNIMEDIC**<sup>®</sup>  
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

## Mascarilla c/ reservorio Adulto



Es una máscara facial de plástico transparente (mascarilla simple) con la adición de una bolsa de reservorio. Durante la inspiración, el paciente atrae oxígeno de la bolsa de reservorio así como del aire circundante el cual, es atraído a través de los agujeros en la superficie de la máscara.

### Características

- Diseñada en vinil transparente y suave para la comodidad del paciente.
- El clip ajustable de la nariz asegura un ajuste cómodo.
- 100% libre de látex .
- Material: Polivinilo transparente y suave para comodidad del paciente y evaluación visual.
- Incluye una bolsa de depósito de 750 ml.
- Tubo de suministro de 2.13m.
- Banda elástica ajustable: logra adaptarse a una amplia gama de tamaños de cabeza



**Presentación**  
Empaque individual