



**UNIMEDIC**  
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

# CAVILON

Película protectora sin alcohol



La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon es un excepcional protector barrera para la piel, de larga duración con amplio respaldo científico.

Su mecanismo de acción se debe a su alta afinidad a la epidermis, gracias a la cual, forma una protectora que previene daño de la piel producido por adhesivos, roce o fricción y humedad proveniente de fluidos corporales como orina, heces, saliva, exudado heridas, etc.

## Beneficios

- Se puede utilizar sobre piel dañada o intacta. No interfiere con el proceso de cicatrización de heridas o úlceras.
- Permite proteger la piel de su paciente frente a múltiples riesgos como lesiones por adhesivos, roce o fricción y humedad proveniente de fluidos corporales como orina, heces, saliva, exudado heridas, etc.
- Ahorra tiempo y dinero, ya que no se sale con exudado o líquidos y no requiere ser removida para la siguiente aplicación.

## Características

Tiene 4 componentes esenciales:

**Terpolimero de acrilato:** componente principal; material formador de película

**Polifenilmetilsiloxano:** plastificante

**Hexametidisiloxano y Isooctano:** solvente a base de silicona no irritante y de rápida evaporación

## Aplicación

Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo o con agua y jabón. Si usa jabón, enjuague muy bien con agua tibia y seque sin restregar.

Aplique una capa uniforme de Cavilon. Deje secar por completo. Puede aplicar una segunda capa si lo desea, pero no exceda las dos capas. Para mejores resultados con el frasco rociador sosténgalo a 10 ó 12 cm de la piel. Si lo aplica sobre pliegues cutáneos, sosténgalos hasta que el producto seque completamente.



## Presentación

Frasco por 28 ml