

CATÉTER UMBILICAL ARTERIAL



Producto diseñado para pacientes neonatos que requieren internación prolongada en unidades de cuidados intensivos neonatales. Recién nacidos de bajo peso al nacer. Prematuros extremos. Pacientes que requieren extracciones sanguíneas frecuentes para valoración del medio interno. Pacientes con hiperbilirrubinemia, que requieren exanguinotransfusión.

Especificaciones

- COD. 544
- PM 229-25
- Catéter 100 % poliuretano radiopaco y ecogénico
- Extremo abierto, para asegurar la extracción de la muestra de sangre
- En su extremo proximal posee un conector luer lock.
- Marcado por centímetro desde los 4 cm hasta los 24 cm
- Extremo redondeado, para disminuir el riesgo de lesión venosa
- Fácil manipulación y deslizamiento
- La marcación asegura el posicionamiento y mantenimiento durante el tratamiento

Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Interior (mm)	Longitud (cm)
544-25	2,5	0,80	0,40	30,5
544-35	3,5	1,15	0,60	41
544-40	4,0	1,40	0,78	41
544-50	5,0	1,60	0,80	41
544-60	6,0	2,00	1,00	41