

LLAVE DE 3 VÍAS SIMPLE



La llave de tres vías es un dispositivo médico destinado a ser usado en cualquier procedimiento médico asociado a la terapia intravenosa donde se requiera administrar y controlar distintos fluidos a través de la misma línea intravenosa. Cuenta con llave de color azul con posibilidad de giro de 360° y tres vías independientes con cierre giratorio movable axial y radial para una conexión segura y simple. Apropiado para uso con todos los sistemas de infusión de presión baja y media.

Precauciones

- No utilizar el producto si el empaque está abierto
- No reesterilizar ni reutilizar
- El producto debe ser usado por personal capacitado

Empaque

- Individual
- Blíster de polietileno y papel grado médico
- Apertura peel open

Características

- La llave de triple vía es un producto que se utiliza junto con algunos otros productos durante la terapia de infusión.
- Está hecho de material biocompatible.
- Su cuerpo completamente transparente permite la visualización del flujo de fluido.
- Cerradura giratoria axial y radialmente movable para una conexión segura y rápida.
- Canales continuos de flujo recto para un control exacto de la presión.
- Adecuado para todos los sistemas de infusión de presión actuales.
- Facilita múltiples líneas a través de un solo acceso I.V.
- El producto no es irritante y no causa sensibilización en la piel.



Presentación

Empaque por unidad