

SISTEMA PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE



Características

- Es un equipo descartable para la transfusión de sangre, en empaque individual
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Posee regulador de goteo
- Cuenta con un dispositivo de perforación de 20 gotas por ml
- Tubo flexible, transparente y atóxico
- Posee un filtro para retener coágulos y restos celulares
- Transparente para detectar pase de burbujas de aire

Precauciones

- No usar si el empaque está abierto o dañado
- No estéril
- De un solo uso
- Desechar después de usar

Condiciones de almacenamiento

- El producto debe ser almacenado a una temperatura ambiente
- Colocados en parihuelas
- Evitar la luz solar
- Apilar no más de 10 cajas



Presentación

Empaque por unidad