

APÓSITO HIDROCOLOIDE



REPLICARE es un apósito hidrocoloide, que consiste en partículas capaces de absorber líquidos inmersas en una masa elástica autoadhesiva, cubierta en su lado externo de una capa semi-permeable de poliuretano.

Características

- Apósito liviano y delgado.
- Manejo superior de la humedad con respecto a otros hidrocoloides disponibles en el mercado.
- Buena absorción y alta permeabilidad, ideal para exudado leve a moderado.
- Adhesivo durable y resistente.
- Apósito impermeable al agua.
- Previene la fuga de exudado.
- Provee una barrera bacteriana.
- Gestiona el exudado, al permitir el paso de exudado a través del apósito manteniendo el equilibrio de la humedad.
- Conformable en cualquier parte del cuerpo, incluso en zonas difíciles como talones, tobillos y codos.

Indicaciones terapéuticas

REPLICARE está indicado para su uso en heridas de espesor parcial o total con exudado escaso a moderado. Estos apósitos pueden ser utilizados en úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas, úlceras de pie diabético, zonas donantes de injertos, heridas traumáticas y otras lesiones dérmicas.

Modo de acción

REPLICARE ayuda a generar y mantener un ambiente húmedo en el lecho de la herida al absorber el exudado para formar un gel suave. La película de poliuretano permite la transpiración del exceso de humedad, lo que aumenta la capacidad del apósito para manejar la absorción del exudado. Se sabe que un ambiente lesional húmedo favorece la formación de tejido de granulación y la epitelización de las heridas.



Presentación

Caja de 10 unidades