

# MÁSCARA DE ALTO FLUJO VENTURI



Mascarilla de Oxígeno Venturi fabricada en Policloruro de Vinilo (PVC) grado médico que cubre boca y nariz, para oxigenoterapia con sistema Venturi, ya que puede regular al flujo de oxígeno recetado. Con tubo conector a oxígeno y adaptador universal para salida de oxígeno. Inicialmente, la Mascarilla Venturi, es un sistema integral de grado médico, utilizado para administrar oxígeno en concentraciones exactas, consiste en una mascarilla facial conectada a un aditamento que en su interior contiene un sitio de constricción al flujo de aire y entradas laterales, utiliza el principio de Bernoulli, que permite una velocidad de flujo mezcle el oxígeno y de acuerdo al tamaño del estrechamiento al flujo, se mezcle el oxígeno, con el aire ambiente y se obtenga una FiO<sub>2</sub> determinada.

## Características

- Fácil sistema de ajuste (Conexión Universal).
- Materiales de Alta Resistencia.
- Mascarilla de Oxígeno con Venturi, alto y bajo flujo.
- Sin bordes filosos.
- Piezas desarmables.
- Clip ajustable a nariz.
- Además se recomienda su uso en Terapias
- Respiratorias.

## Composición

- Mascarilla Facial Alargada.
- Banda elástica, clip metálico.
- Dos disyuntores.
- También un adaptador para entrada de alta humedad.
- Y además un Tubo o manguera para Oxígeno 100% Vinilo transparente extra suave.

## Tipo de tratamiento

Procedimientos de oxigenoterapia, aerosolterapia, humidificación, cuidado de la vía aérea artificial, terapia de hipersuflación para concentraciones exactas.



## Presentación

Empaque individual