

EQUIPO DE VENOCLISIS



Dispositivo destinado a ingresar por vía intravenosa, periférica o central, la infusión continua de medicamentos, mediante una vena. Producto atóxico y apirógeno, material libre de DEHP.

Características

- Fabricado en PVC y Polivinilo grado medico
- Cámara cuenta gotas 20 gotas/ml
- Longitud de tubo 150 cm
- Conector Luer Lock
- Puerto de conexión en Y
- Regulador de Flujo Roller
- Punzón universal con tapa de protección
- Libre de látex
- No toxica y libre de pirógenos
- Exento de partículas extrañas
- Estéril, atóxico, apirogeno, hipoalergénico.
- Sistema de ventilación incorporado
- Alimentación por gravedad unicamente

Precauciones

- No utilizar el producto si el empaque esta abierto
- No re estilizar ni reutilizar
- Producto debe ser usado por personal capacitado



Presentación

Empaque por unidad