

SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN PARA ADULTOS



El innovador diseño del sistema de aspiración cerrada proporciona protección al paciente y al profesional de la salud puesto que los sistemas permanecen cerrados durante la aspiración. Los sistemas de aspiración cerrada Trach Care* están diseñados para aspirar al paciente en forma segura, extrayendo las secreciones de la vía aérea al mismo tiempo que se continúa con la ventilación mecánica y la terapia con oxígeno durante todo el procedimiento de aspiración.

Características

- Esterilizado mediante rayos gamma
- Puerto unidireccional de lavado / irrigación
- Giro en ambas direcciones para mayor flexibilidad sin conectores
- Manga táctil para poder palpar mejor
- Catéter numerado que permite al clínico limitar la distancia que avanza el catéter
- Tamaños de traqueostomías

Advertencia

1. La cubierta de la pieza en T del HALYARD* impide que el flujo sea continuo. Retire la cubierta antes de usar en modo de flujo continuo. Si no retira la cubierta antes de proceder con el modo de flujo continuo, puede causar lesiones graves la muerte.
2. No recorte ni corte el tubo endotraqueal (no suministrado) mientras el Sistema cerrado de aspiración HALYARD* está acoplado, ya que podría cortar también el catéter HALYARD* y esa porción del catéter podría ser aspirada al tracto respiratorio inferior del paciente y causar la muerte o lesiones graves.
3. No intente reutilizar, reprocesar ni volver a esterilizar este dispositivo médico. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización podría (1) afectar adversamente las propiedades conocidas de biocompatibilidad del dispositivo, (2) comprometer la integridad estructural del dispositivo, (3) conducir a que el dispositivo no se desempeñe como está previsto o, (4) crear riesgo de contaminación y causar la transmisión de enfermedades infecciosas que resulten en lesiones, patología o la muerte del paciente.

Presentación

Código	Diámetro extremo	Longitud	Descripción	Presentación
22103-5	14 Fr/4,6 mm	12 pulg. 30,5 cm	Doble codo giratorio Traqueostomía	20 x Caja
22108-5	14 Fr/4,6 mm	21,3 pulg. 54 cm	Doble codo giratorio MDI integrado	20 x Caja