

Frasco Humificador



Descripción

Para proporcionar la humedad necesaria al oxígeno respirado por el paciente

Características

- Material: PVC
- Capacidad del frasco: 300cc
- Válvula de control de seguridad disponibles en 3psi y 6psi.
- Con graduación y marca de nivel líquido
- El humidificador se utiliza para humedecer el Oxígeno o el aire mediante un difusor muy eficaz.
- Se utiliza principalmente para la oxigenoterapia y la ventilación tanto a domicilio como complemento de los caudalímetros en canalizaciones centrales hospitalarias.
- Funcional y de alto rendimiento

Almacenamiento

Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.