



UNIMEDIC
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

Apósito de alginato e iones de plata – Askina Calgitrol Ag



Apósito estéril no adhesivo recortable de espuma de hidrófila de poliuretano con alginato de plata (plata iónica), compuesto por dos capas: (1) Capa de espuma de poliuretano absorbente que permite la absorción del exudado de la herida. (2) Capa compuesta por una matriz de alginato con plata iónica con una concentración de Ag⁺ de 141 mg/100 cm² con actividad antimicrobiana mantenida hasta 7 días.

Características

- Las características de la capa de poliuretano reticulado, le confieren una gran capacidad de absorción del exudado.
- La capa de alginato e iones de plata, en contacto con la lesión, proporcionan un efecto antimicrobiano de amplio espectro, frente a un gran número de patógenos si inducir resistencias.
- El efecto antibacteriano proporcionado por Askina Calgitrol Ag se mantiene hasta 7 días.

Ventaja

La capa de alginato e iones de plata, en contacto con el exudado de la lesión, forma un gel que distribuye de forma gradual y homogénea los iones plata sobre toda la superficie de la lesión, facilitando además, la retirada indolora del apósito.



Presentación

Medidas: 10x10 / 15x15 / 20x20