

Esponja hemostática de colágeno



Detenga el sangrado en vasos sanguíneos u órganos con la esponja hemostática de colágeno. Aplique directamente en el lugar de sangrado y aproveche su acción mecánica y química que no provoca traumas. Fabricado de colágeno absorbente e implantable de origen bovino o porcino, color blanco, estéril y atóxico, exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. Esterilizado por Óxido de Etileno y protegido en un sobre de grado quirúrgico que asegura su inocuidad al momento del uso.

Características

- Garantiza la buena absorción y hemostasia.
- De consistencia compacta, no se disgrega ante la inmersión de fluidos, con alta capacidad de absorción y adherencia a los tejidos.
- Convertido en lámina flexible responsable de su actividad hemostática y estructura uniforme porosa, absorbe un volumen de sangre de varios veces sus pesos.
- Brinda una matriz para la adherencia plaquetaria y formación del coágulo.
- Permite un tratamiento óptimo de heridas luego de ser aplicado en una cavidad quirúrgica.
- Puede ser aplicado por ambos lados. No es necesario fijarlo.
- Fácil de recortar y moldear.
- Rápida integración con el tejido.

Indicaciones

HEMOCOLAGEN hemostático de colágeno, se puede usar en todas las indicaciones quirúrgicas siguientes:

- Sangrado capilar
- Hemorragia en sábana
- Hemostasia de la punción en hemodiálisis.
- Limpiar el ombligo con un movimiento de rotación alrededor del mismo.
- Como método complementario en otras técnicas de hemostasia



Presentación

Caja por 1 unidad