

# APÓSITO DE GASA PARAFINADA



Jelonet es un apósito de gasa parafinada de baja adherencia fabricada a partir de tejido abierto de gasa. El ejido está formado por hilos entrelazados que minimizan el deshilachado en el caso de que fuera necesario cortar el apósito.

Jelonet es un apósito no medicamentado y se utiliza como capa de contacto con la herida para reducir la adherencia del producto a la superficie de una herida en fase de granulación.

## Características

- Calmante y de baja adherencia, calma y protege la herida y permite el paso de exudado a un apósito secundario absorbente
- Tejido de hilos entrelazados, mantiene la forma y es resistente al deshilachado
- No medicamentado, permite su uso combinado con el antibiótico o antiséptico de elección
- No contiene látex
- Producto estéril clase IIA

## Composición

- **Gasa:** 100% algodón
- **Masa:** 100% Parafina blanda blanca BP

## Precauciones y restricciones

Indicado como capa de contacto con la herida en el tratamiento de quemaduras leves y rozaduras, zonas donantes y receptoras de injertos, heridas con pérdidas de piel, también se puede utilizar para heridas crónicas, como úlceras en las piernas o úlceras por presión.



## Presentación

Caja por 10 unidades