



SONDA TRANSPILÓRICA CON LASTRE Y MANDRIL (SILICONA)

Producto diseñado para pacientes imposibilitados de ingerir alimentos y medicamentos por vía oral. Pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con pancreatitis.

Especificaciones

- COD. 398 S
- PM 229-18
- Sonda 100 % silicona radiopaca
- Permite la administración de alimentos especialmente preparados para la cavidad intestinal
- Marcada cada 10 cm
- Mandril semi-rígido, facilita la colocación
- Extremo lastrado que facilitan el paso a través del píloro

Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Interior (mm)	Longitud (cm)	Radiopacidad	Orificios	Versión
398-06-S	6,0	2,00	1,00	105	ORX	3	No reinsertable
398-10-S	10,0	3,30	2,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-12-S	12,0	4,00	2,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-14-S	14,0	4,70	3,00	120	ORX	4	No reinsertable
398-16-S	16,0	5,30	3,50	125	ORX	4	No reinsertable