

ASEPTO JERINGA

La Jeringa de irrigación con bulbo o Asepto jeringa es indicada para procesos de irrigación directa, para irrigación y evacuación a través de sondas y catéteres, principalmente de tipo gastroenteral. También es empleada para la administración manual de alimentación enteral.

Características

- La bombilla blanda y flexible promueve la administración con una sola mano
- Diseñado para pararse en el extremo del bulbo para ayudar a minimizar la contaminación
- Incluye la tapa protectora de la jeringa.
- Jeringa de anillo de control del pulgar
- El émbolo de la junta tórica, hecho con precisión, asegura un sellado positivo.
- Incluye el adaptador de la punta de la jeringa y la tapa protectora.
- No utilizar para inyección



Especificaciones

- Sin burbujas de aire, rajaduras en la estructura
- Transparente, incolora y libre de partículas extrañas
- Libre de pirógenos
- No tóxico. Estéril
- Empaque individual tipo blister de papel grado médico y polietileno de baja densidad conteniendo una jeringa



Presentación

Empaque por unidad