



UNIMEDIC[®]
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

GUANTES QUIRÚRGICOS



Los guantes de látex ambidiestros ALKHOFAR son de superficie lisa, esterilizados por radiación gamma, apertura PEEL OPEN con borde del puño enrollado y polvo elaborado con almidón de maíz modificado para facilitar su colocación. La gama de guantes ALKHOFAR es un producto de protección personal altamente resistente y de una gran calidad. Indicado para uso quirúrgico (riesgo biológico alto) y técnicas asépticas de enfermería/curas (riesgo biológico medio).

Características

- Esterilizado mediante rayos gamma
- Gran elasticidad y forma anatómica.
- Puño largo y reforzado
- Superficie microtexturizada para mayor agarre
- Hipoalergénicos, descartables

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en un lugar fresco.
- No exponer a los rayos solares.
- Contiene latex natural, podría provocar reacciones alérgicas.



Presentación

sobre contiene 01 par de guantes estériles