

HOJA DE BISTURÍ



El escalpelo o bisturí, también llamado lanceta o cuchillo de cirujano, es un instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de uno o dos cortes. Permite realizar procedimientos de cirugía, disecciones anatómicas, autopsias y vivisecciones, aunque también se puede utilizar para otros usos en laboratorios clínicos. Existe una amplia gama de hojas para bisturí de diferentes tamaños fabricadas con acero de carbono. La forma y tamaño de las hojas de bisturís quirúrgicos tradicionales dependen del uso y del lugar anatómico donde se vayan a emplear.

Características

- Filo de larga duración.
- Esterilizada con rayos Gamma 25KGY, (que destruye bacterias, hongos, virus y esporas)
- Empacadas individualmente en empaque de aluminio y plástico transparente que permite la visualización de la hoja de bisturí.
- Estériles y desechables.
- Fabricadas en acero al carbono

Uso correcto

Mantener el bisturí en posición horizontal, suspendido entre el pulgar y el tercer dedo. El dedo índice se coloca sobre la parte superior del mango en la base de la hoja. Los dedos anular y meñique rodean el mango del bisturí para mejorar el control del dedo medio.

Precaciones

- Verificar fecha de vencimiento
- Verificar que esté hermeticamente sellado
- Guardar fuera del alcance de los niños



Presentación

Caja de 100 unidades