

## Aguja para la localización y bloqueo anestésico Stimuplex



Aguja para la localización y bloqueo anestésico mediante técnicas de punción única aplicada a la anestesia de plexos y nervios periféricos guiadas con neuroestimulación y ecografía. Es una aguja de un solo disparo estimulante y no ecogénica diseñada para obtener características óptimas de punción y manejo.

### Características

- Completamente aisladas a excepción del bisel
- Bisel corto de 30°
- Marcas de profundidad que ofrecen un feed-back visual directo en la profundidad de inserción
- Recubrimiento transparente que proporciona una excelente introducción a través de los tejidos.
- Ecogénica, para su uso mediante ultrasonidos
- Pabellón ergonómico
- Conexión al neuroestimulador
- Dispone de una línea de extensión para la inyección del anestésico local



### Presentación

Empaque por unidad