

COMPRESA DE GASA



Compresa de gasa quirúrgica con asa radiopaca cuyo uso principalmente es en el interior del cuerpo en una incisión quirúrgica, o se aplica en los órganos u estructuras internas durante un procedimiento para protegerlos de la abrasión, desecación o contaminación y para controlar hemorragias o absorber líquidos corporales.

Uso

● Instrucciones de uso:

Lávese las manos antes de abrir el empaque

Abra el empaque y retira la compresa de gasa estéril

Aplique la compresa de gasa estéril sobre el área a tratar

● Indicaciones de uso:

Procedimientos quirúrgicos, aseo clínico

Contención de hemorragias, absorción de fluidos corporales

Cubrir heridas y mantención del área quirúrgica limpia.

Características

- Gasa de uso hospitalario tipo VI
- Tejido color blanco plano horizontal de apariencia uniforme
- De textura suave al tacto con gran capacidad de absorción no mayor a 30 segundos.

Presentación

Medidas x unidad	N° de pliegues	Empaque inmediato
48 cm x 48 cm	4 pliegues	Sobre x 5 unid.