



**UNIMEDIC**  
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

# MASCARILLA QUIRÚRGICA



Mascarilla plana tres pliegues desechables, elaborado con tres capas de tela, con elástico de sujeción en ambos lados y moldura nasal, destinado a minimizar los contactos infecciosos. Posee alta eficiencia a la filtración bacteriana.

Elaborado con material que permite una perfecta ventilación, tiene alta resistencia mecánica (desgarro o ruptura)

## Características

- Color celeste con blanco
- Hipoalergénico
- Vigencia 02 años
- Marca Mayfield
- Registro y certificación FDA y CE
- Vigencia 02 años

## Almacenamiento

Almacenar en lugar seco y bien ventilado. Lugar donde la humedad no exceda el 80%. No almacenar cerca de fuentes de calor, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes.

## Especificaciones

- **Capa externa:** Tela no tejida de polipropileno de 25g/m<sup>2</sup>
- **Capa de filtro:** 1 capa de tela filtro no tejida melt blown de 25g/m<sup>2</sup>
- **Capa interna:** Tela no tejida de polipropileno de 25g/m<sup>2</sup>, comfortable a la piel
- **Clip nasal:** Metálico encapsulado moldeable
- **Sujetador:** Elástico
- **Talla:** Estandar
- **Medida:** 17.5\*9.cm
- **Eficiencia de filtración:** >95%



## Presentación

Caja de 50 mascarillas  
Cajón master de 50 cajas