

# JERINGA PARA INSULINA

Jeringa desechable de un solo uso, elaborada en polipropileno 100%, compuesta de aguja, tapa protectora, cilindro pistón y embolo. Es utilizada para para el bombeo de líquidos e inyección inmediata, esterilizada por medio de óxido de etileno por lo tanto no es toxica, libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas.

## Características

- Barril de polipropileno transparente de grado médico, inerte y compatible con las soluciones a administrar.
- El interior de la jeringa es levemente siliconado.
- Posee un embolo en punta de caucho siliconado para fácil desplazamiento dentro del barril tanto en su introducción como en su extracción, no presenta florescencias, ni defectos de apariencia. No presenta separación ni movimiento axial relativo con el vástago durante su uso. Asegura una completa hermeticidad.
- Presenta línea índice, junto al extremo del pistón, bien definida y visible. Señala en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.
- Cono de Acoplamiento, con conector luer lock y/o luer slip concéntrico al eje del barril.
- Posee una graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen.
- Esterilizado con Oxido de Etileno



## Indicaciones

- Ideal para tratamiento insulino dependientes.
- Utilizada en ciertos tratamientos estéticos y cosméticos.

## Ventajas

Diseño ergonómico, fácilmente manejable con una mano.



## Presentación

Empacado en unidad