

KIT DE TROCAR

Trocar desechable, este producto se utiliza para transportar gas de CO2 para la cavidad abdominal en la cirugía laparoscópica y para establecer una evaluación entre el endoscopio y los instrumentos quirúrgicos cuando entran y salen de la cavidad abdominal.




Piezas

- 2 piezas de cánula de 5 mm con llave de paso.
 - 1 pieza de obturador con punta dilatadora de 5 mm
 - 2 piezas de cánula de 10 mm con llave de paso.
 - 1 pieza de obturador con punta dilatadora de 10 mm
 - 1 Pieza de Aguja de Veress de 120 mm,
 - 1 bolsa estándar
- Cánula con llave de paso: PC (Policarbonato), ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
Obturador: acero inoxidable, ABS, PC.
Aguja de veress: acero inoxidable, PC

Características

- Desechable. Libre de partículas extrañas, manchas rebabas o aristas cortantes. Previene eficazmente la infección cruzada
- Material: Policarbonato y Acrilonitrilo butadieno estireno
- Color naranja
- Punta de seguridad con la hoja apantallada
- Sello triple para el diseño, seguro doble para el airproof
- Funcionamiento ergonómico y cómodo
- Diseño de la cánula del hilo, que minimiza el daño celiaco
- La cabeza del piecing se hace de la lámina afilada y fina, que diseña hace la herida pequeña y cura rápidamente.
- Diseño desmontable de sello triple, fácil de extraer



Presentación
Kit de 8 piezas