

EQUIPO Y EN TUR PARA IRRIGACIÓN



- **TITULAR:** LABORATORIOS BAXTER S.A.
- **FABRICANTE:** LABORATORIOS BAXTER S.A.

COMPLEMENTO
NOMBRE GENERICO DE PRODUCTO: Equipo para irrigación
PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION: CPVC, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CAUCHO LATEX, POLYSOPRENO, ACETATO DE CELULOSA, POLIETILENO, RESINA EVA, RESINA ACRILICA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VERSAPOR, ABS, POLIESTER, POLIPROPILENO, PALLFLEX, HOSTAFORM.
FORMA FARMACEUTICA: N/A
INDICACIONES GENERALES DE USO: Utilizado en la resección transuretral, permite conectar simultáneamente dos bolsas de solución de glicina de 3.000 mL, eliminando los frecuentes cambios de bolsa
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: N/A
PRESENTACION COMERCIAL: Equipo en "y" tur para irrigacion
EMPAQUE PRIMARIO: Empacado individualmente en bolsa peel pouch.
EMBALAJE: Caja de cartón corrugado.
FACTOR DE EMBALAJE: Caja x 30 unidades
VIDA UTIL: 60 meses
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco.
CONDICIONES ESPECIALES DE MANIPULACION: Usar técnica aséptica
TIPO DE MEDICAMENTO: N/A
CLASIFICACION DEL RIESGO: Riesgo IIA



Presentación

Empaque por 1 unidad