

CÁNULA DE ALTO FLUJO ADULTO



La terapia de alto flujo nasal (NHF) permite programar la FiO₂ y el flujo de oxígeno de manera independiente para adaptarlos a la necesidades del paciente, reduciendo el esfuerzo inspiratorio y espiratorio. Silflow, está diseñada para brindar soporte ventilatorio no invasivo, cuidando la piel del paciente y brindando mayor libertad de movimiento.

Especificaciones

- CCOD. 240
- Cánula 100% Silicona
- Bordes redondeados. Adaptable a las fosas nasales.
- El kit incluye un conector estandar de 22mm. y un conector compatible con equipos específicos del mercado.
- La cavidad en la base de la cánula reduce la resistencia y asegura la estabilidad de la presión del aire.
- La tubuladura puede girar 360° grados para evitar acodamientos.
- La correa de ajuste es suave para la piel, sin costuras, ni rebordes o salientes.
- El gancho móvil y el tubo corrugado sumado al sello giratorio de 360 ° permiten adaptarse al movimiento del paciente.

Presentación

Medida	Caudal Máximo	Apto para pacientes	Separación de narinas	Diámetro interno e narinas
S	60L/min	entre 30 - 50 Kg	8,0 mm	3,7 mm
M	60L/min	entre 50 - 70 Kg	9,3 mm	4,5 mm
L	60L/min	de más de 70 Kg	12,6 mm	5,1 mm