



UNIMEDIC[®]
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

RESERVORIO PARA DRENAJE ASPIRATORIO



Producto diseñado para la aspiración negativa de secreciones en pacientes sometidos a cirugías abdominales, pélvicas o renales con la finalidad de eliminar contenido intraperitoneal producto de la cirugía o como consecuencia de complicaciones.

Especificaciones

- COD. 127
- PM 229-48
- La flexibilidad de la silicona y la resiliencia permiten generar la presión negativa para la aspiración.
- La transparencia y la graduación facilitan la evaluación de las características de los líquidos drenados.
- Válvula anti-retorno
- Adaptable a todo tipo de drenajes.

Presentación

Código	Observación
127-100	Reservorio 100 ml
127-200	Reservorio 200 ml