

SONDA TÓRAX



Se utiliza para extraer sangre, aire o cualquier otro fluido de la cavidad pleural, sonda transparente con extremo inferior acodado cerrado con dos troqueles en la parte inferior intercalados de manera opuesta.

Recomendaciones de uso

- Introducir a nivel intercostal para drenar el aire, líquidos y secreciones purulentas de la cavidad pleural.
- Posición de cubito supino
- Infiltración
- Ubicar entre el cuarto y quinto espacio intercostal
- Fijar el tubo tórax
- Conectar al tubo de la unidad de drenaje

Precauciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez utilizado

Características

- De Plástico PVC, grado médico atóxico.
- Libre de látex, biocompatible, antiadherente.
- Estéril y apirógeno
- Sonda transparente con extremo inferior acodado cerrado con dos troqueles en la parte inferior intercalados de manera opuesta
- Esterilizado con gas oxido de etileno



Presentación

Empacado en unidad estéril