

COLECTOR UNIVERSAL ESTÉRIL

Ideal para la recolección de diversos fluidos como: orina, esputo, heces, suero, plasma y esperma. Es de fácil uso y no quebradizo. Consiste en un colector de plástico que esta formado por:

Colector de polipropileno incoloro y transparente que sirve para almacenar y/o evacuar los diversos fluidos biológicos; presenta una escala graduada grabada en el frasco, con capacidad de 120 ml.

Cuenta con tapa pñástica rosca color verde, la misma que brinda al producto la propiedad de hermeticidad. Interna y externamente al producto carece de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Características

- Este colector presenta una escala graduada grabada en el frasco y cuenta con etiqueta adhesiva para rotulación de datos.
- Ideal para la recolección de diversos fluidos como: orina, esputo, heces, suero, plasma y esperma.
- Es de fácil uso y no quebradizo.
- Condicion Biológica: Producto Estéril
- Almacenar En Un Lugar Fresco Menor A 35°C



Precauciones

- Almacenar en ambiente fresco y seco, evitando humedad, la luz solar directa o calor.
- No utilice si el empaque está dañado o abierto o si observa alguna partícula extraña dentro del envase recolector.
- Tratar las muestras biológicas y los recipientes recolectores según las recomendaciones sugeridas por la entidad.
- No vuelva a utilizar el recolector, deseche después de un solo uso.



Presentación

Caja por 250 unidades