

IOBAN 2

Campo Quirúrgico de Incisión Antimicrobianos



Campo de incisión de poliéster con adhesivo antimicrobio. Superficie estéril dada por la presencia de un Iodóforo, el cual es liberado de manera persistente y continua durante toda la cirugía.

Ofrece una gran actividad y un gran espectro antimicrobiano. Su acción antiséptica se extiende por sobre las 12 horas. Capacidad de aislar completamente la zona operatoria de las zonas contiguas. Su alta permeabilidad al vapor húmedo hace que aumente la adhesión a lo largo de las intervenciones, sin importar que éstas sean de larga duración.

Características

- Está diseñado para ser aplicado directamente en la piel ya preparada del pacientes, antes de la cirugía.
- Altamente recomendada en cirugías de alto riesgo como implantes o cirugías protésicas.
- El campo de incisión Ioban 2 es un film polimérico cubierto con un adhesivo antimicrobiano para ser usado en la sala de operaciones.

Beneficios

- Disminuye la contaminación del sitio quirúrgico con microorganismos del propio paciente.
- Provee una superficie estéril de trabajo.
- Flexible para aplicación en áreas complicadas.
- No se recomienda su uso en pacientes con sensibilidad al Yodo.

Especificaciones

Ancho total (métrico): 35 cm, 45 cm

Características: Antimicrobiano

Longitud total (métrica): 44 cm, 66 cm

Material: Tejido plástico

Procedimientos: Cirugía general

Tipo de producto: Campo de incisión

Uso del producto: Incisión



Presentación

Caja x 10 unidades