



**UNIMEDIC**<sup>®</sup>  
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

# ESPÉCULO VAGINAL



Dispositivo diseñado para procedimientos y exámenes ginecológicos y toma de muestras citológicas (Exploración ginecológica). Con seguro de retención (Clamp), que garantiza la fácil manipulación por parte del profesional, once graduaciones de abertura permiten regular el dispositivo de acuerdo a la necesidad requerida, área posterior de observación y trabajo de forma oval más amplia para mejores procedimientos. Valvas o espátulas anatómicas de contorno suave y regular, sin bordes, ni filos que puedan traumatizar al paciente, ángulos muertos en los puntos de cierre del espejulo para evitar traumatismo en la usuaria. Su diseño anatómico garantiza un examen indoloro y por el hecho de ser desechable elimina el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes

## Características

- Los espéculos presentan una superficie lisa y redondeada gracias a un tratamiento anti rebabas al final del proceso de producción.
- Gracias a un sistema de giro del tornillo de cuarto de vuelta, el bloqueo de las valvas es rápido, preciso y silencioso.
- La pared vaginal es perfectamente visible a través de las valvas transparentes.

## Precauciones

- Uso bajo supervisión de un profesional del área médica.
- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Uso de un solo paciente

## Condiciones de almacenamiento

- Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos.
- Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo.
- Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación



## Presentación

Bolsa por unidad