



# SONDA PARA GASTROSTOMÍA CON BALÓN

Producto diseñado para la administración directa de alimentos a la cavidad gástrica en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto; pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

## Especificaciones

- COD. 330/31.
- Balón (globo) ubicado a 1.5 mm del extremo distal.
- El balón está sellado en el extremo distal y en el proximal tiene una válvula de cierre automático que permite su inflado.
- Conexiones tipo Toomey y luer slip.
- Anillo de fijación que evita el desplazamiento de la sonda.
- Línea radiopaca.
- Diferenciación de calibre por color.
- Conexión para inflado de balón. Conexión para jeringa tipo Toomey. Conexión para jeringa tipo Luer Slip.
- Información sobre calibre y volumen de inflado.
- Conexión para alimentación y medicación.
- Marcación por centímetro.

## Presentación

PEDIÁTRICO				
Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Vol. inflado (ml)	Color
331-14	14,0	4,70	5	Verde

ADULTO				
Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Vol. inflado (ml)	Color
330-18	18,0	6,00	20	Rojo
330-20	20,0	6,70	20	Amarillo
330-22	22,0	7,30	20	Violeta
330-24	24,0	8,00	20	Azul